

Klinisch chemici : P.F.H. Franck Dr. F. Hudig Dr. G. de Kort Dr. G.A.E. Ponjee Dr. J. van de Ven Dr. M.J.T. Veuger Dr. R.J. Verheul	Ordersticker	Plak hier de patiëntensticker
LabWest Locatie Leyweg (070) 2102936		

Verplicht invulvak:						
Afdeling	Aanvrager	Contact			afnamedatum	Afnametijd
M E T C	Dr G.J. Driessen	Contact M. van Kasel AMC Telf: (0)205661564			<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Afname binnen 1 uur afwerken						
NOGBS studie METC 18-011		Studienummer			Opmerkingen	
		
Materiaal	Afname buis	Mengen	Stollen	Centrifugeren	Verwerking	Verzenden
Urine	Wordt op het laboratorium afgeleverd in sealbag met daarin kleine 4 microcups, (2 urine en 2 moedermelk). Deze microcups zijn gelabeld met een studiesticker en materiaalcodering. Het materiaal wordt niet geopend. Het laboratorium doet geen voorbewerking en vriest deze cupjes in de sealbag in zijn geheel in.				Seabag met het amc formulier in de -70 °C vriezer plaatsen.	
Moedermelk						

Informatie voor het laboratorium

Het materiaal wordt gelabeld in een sealbag afgeleverd op het laboratorium

De order wordt als volgt in GLIMS gezet.

Deze order kan niet gecombineerd worden met andere aanvragen:

Type	Interne id	Identificatie	Arts code	Naam	Info
Aanvrager: arts	DrieGJ_kin	065910	03046924-1	Driessen GJA	METC 18-011
Contact: afd	METC	?	?	METC Protocollen	

Onder tabblad bepalingen wordt gekozen voor het formulier "Trials"

Formulier: Trials

Hierop wordt aangevinkt - "NOGBS"

Er volgt nu een pop-up scherm, vermeld in het pop-up scherm het studienummer

Dit formulier gaat in de map van de NOGBS studie

Geef de waarde voor info_Trial

Waarde:

- Let op:**
- **Nooit dit LabWest formulier naar het AMC sturen**
 - **Op het AMC formulier dat wel meegaat nooit patientengegevens noteren nuiten het studienummer**