

Naam studie/protocol:	I-PACE	
Afd code:	ALLAKC	
METC code:	2014_290	
AMR projectnummer:	21421	
Contact persoon:	Ingeborg v. Zeggeren of 61564 . Matthijs Brouwer	I.E.vanzeggeren @amc.nl m.c.brouwer@amc.nl
Sein/tel. nr. :	tel:64042	

Patientengegevens: _____

 Of patiënten etiket

Studie-ID
 (verplicht):

Datum afname:

--	--

 -

--	--

 -

--	--

 dd-mm-jj
 Afnametijd:

--	--

 ;

--	--

 uur ; min

Materiaal voor protocollenlab:

- Stolbuis: 6 mL voor opslag Alleen afnemen van maandag t/m vrijdag 8-15.00 uur!
- EDTA: 2 x 4 mL voor opslag Alleen afnemen van maandag t/m vrijdag 8-15.00 uur!
- PaxGene RNA: 2 x 2.5 mL Afname 24 uur per dag!

▲ aankruisen wat er afgenomen is.

Buiten kantoortijden:

PAXgene RNA 2x 2,5 mL (bloed)	Deze buis bevat 2,5 mL bloed + stabilisatie reagens	Verwerking: Laat de buis 2 uur rechtop staan bij kamertemperatuur. Daarna gehele buis invriezen bij -20 °C. (Proto 005 vriezer,lade nr 3 in het rode rekje voor de transfervriezer). (Daarna -80 °C.= actie voor protocollenlabmedewerker)
----------------------------------	--	--

Buiten kantoortijden weggezet door: Naam analist:

Leg dit formulier op het protocollenlab!!

Materiaal met dit formulier versturen naar het Protocollenlab. B1-113 voor verdere verwerking.

Zie voor verdere instructies over de behandeling van het materiaal de digitale studiemap op <G:\divg\LAKC\Informatie\Protocollen\Studie Protocollen>.